



# Si<sup>nn</sup>OTEST

## Authentification

Afin d'obtenir votre code de sécurité, veuillez sélectionner la méthode qui vous convient parmi les suivantes.

 Grille D	 Envoi au 000000	 Envoi par email
---	--	--

Code de sécurité

[contact@innotest.com](mailto:contact@innotest.com)

Connexion

CE Le Si<sup>nn</sup>OTEST est un Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro d'aide à l'orientation électronique indiqué dans le cas de patient souffrant de polyarthrite rhumatoïde en situation de rotation.

IVD REF Si<sup>nn</sup>OTEST v1.0  
Juin 2018

Les attendements la notice  
d'installation sont obligés

Si<sup>nn</sup>OTEST est une  
L'Université de la Santé  
2018 | Innoport - FR

DELL